

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/  
Día/Mes/Año/  
Doy/Recibe

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/  
Día/Mes/Año/  
Doy/Recibe

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/  
Día/Mes/Año/  
Doy/Recibe

DEPARTAMENTO

Nombre y Firma/  
Día/Mes/Año/  
Doy/Recibe

DESARROLLO

Nombre y Firma/  
Día/Mes/Año/  
Doy/Recibe

## FLUORESCINA® 0,25% POEN

### FLUORESCINA SODICA 0,25%

#### SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Industria Argentina  
VENTA BAJO RECETA



#### Fórmula:

Cada 100 ml de solución contiene:  
Fluoresceína sódica 250 mg  
Conservante: Timerosal 10 mg  
Excipientes: Bicarbonato de sodio, Cloruro de sodio, Agua purificada, c.s.p. 100 ml.

#### Acción terapéutica:

Agente colorante amarillo verdoso fluorescente de uso tópico ocular.

#### Indicaciones:

La Fluoresceína es un agente colorante amarillo verdoso fluorescente de uso tópico ocular que permite realizar procedimientos diagnósticos en el ojo externo, y tonometría de aplanación.

#### Características farmacológicas:

##### Mecanismo de acción

La Fluoresceína sódica es la 3'6'-dihidroxispiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanten]-3-ona. La Fluoresceína es un colorante hidroxixanteno, y al contrario de la mayoría de los colorantes orgánicos, presenta fluorescencia.

#### Posología y Modo de administración:

La aplicación de la solución tópica de Fluoresceína se realiza colocando 1 gota en el saco conjuntival.

#### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula.

#### Advertencias

No se debe aplicar la solución de Fluoresceína mientras el paciente tenga colocadas lentes de contacto blandas, ya que las mismas pueden colorearse. Después de utilizar la solución de Fluoresceína hay que lavar los ojos con solución salina estéril y esperar

como mínimo una hora antes de volver a colocar las lentes de contacto blandas. Es común una leve coloración de la conjuntiva y los párpados, pero como la Fluoresceína no se une químicamente a los tejidos, el efecto es transitorio (menos de 30 minutos). Puede ser visible por varias horas una coloración residual del humor acuoso por la difusión de la Fluoresceína a través de la córnea hacia la cámara anterior.

#### Precauciones:

Evitar que el pico del envase entre en contacto con el ojo, las estructuras circundantes o cualquier otra superficie, ya que esto puede causar la contaminación del pico por bacterias que comúnmente provocan infecciones oculares. El uso de soluciones contaminadas puede provocar daño severo del ojo y la subsecuente pérdida de la visión.

#### Reacciones adversas:

No se han descrito.

#### Sobredosificación:

Hasta el presente no se han comunicado efectos relacionados con una sobredosificación de la solución tópica de Fluoresceína.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes Centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:  
(011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

#### Presentación:

Envase con 1 frasco gotero con 5 ml de solución.

#### Condiciones de conservación:

Conservar a temperatura entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

Una vez abierto el envase por primera vez, utilizarlo dentro de las 4 semanas.

#### Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 43.582

#### Director Técnico:

Victor D. Colombari, Farmacéutico.



321

Fecha de última revisión: Noviembre / 1999.

#### Información al Consumidor

☎ 0800-333-7636

#### LABORATORIOS POEN S.A.C.I.F.I.

Bermúdez 1004 - C1407BDR Buenos Aires, Argentina

www.poen.com.ar

Elaborado en:

Valentín Torrá 4880, Paraná, Entre Ríos, Argentina



321

8027203843  
321  
C.V. 26



**SURCAN S.R.L.**  
Alvarez Thomas 198 3° A  
Buenos Aires - C1427CCO  
Tel/Fax: 4553-2422  
disenografico@surcan.com.ar  
www.surcan.com.ar

Laboratorio/Laboratory: **LABORATORIOS POEN**

Producto/Product: **FLUORESCÉINA 0,25% POEN**

Contenido/Content: **SOLUCIÓN**

País/Country: **ARGENTINA**

Elemento/Item: **PROSPECTO (FRENTE Y DORSO)**

**Tamaño/Size:**

**ancho/wide:** 100 mm

**alto/high:** 140 mm

N° Material: **8027203843**

Pharmacode N°: **321**

Código visual/Visual code: **26**

Fecha/Date: **09/DIC/13**

Version N°: **2**

**Guía de colores/Colours Guide**

Pantone Black C

Colores/Colours: **1**